

AMBONA

podpórka ułatwiająca chodzenie



nr katalogowy **VCBK2A**
VCBK2A_01

CECHY PRODUKTU:

- stalowa rama
- stabilna konstrukcja
- miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości
- płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość
- kółka tylne z hamulcem
- opony gumowe 3"
- wysokość regulowana płynnie (VCBK2A)
- wysokość regulowana skokowo (VCBK2A_01)
- kolor srebrny lub niebieski

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.



| | VCBK2A_01 | VCBK2A |
|--|-------------|-------------|
| Szerokość całkowita podstawy jezdnej (cm) | 53 | 52,5 |
| Szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej (cm) | 46 | 45,5 |
| Długość całkowita z hamulcem (rączki wysunięte) (cm) | 75 - 97 | 76 - 97 |
| Wysokość całkowita z rączkami (cm) | 97,5 - 137 | 108 - 148 |
| Wymiar poduszki szer x dl x wys (cm) | 58 x 49 x 5 | 59 x 49 x 6 |
| Szerokość całkowita urządzenia (na wys. poduszki) (cm) | 58 | 59 |
| Wymiar wycięcia (cm) | 36 x 28 | 37 x 29 |
| Uchwyt (cm) | 11 | 11 |
| Rozstaw uchwytów (cm) | 29 | 31 |
| Waga urządzenia (kg) | 11 | 11 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 125 | 125 |

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź,
tel. +48 42 676 32 54,
rehabilitacja@mdh.pl