

BILLY

*podpórka
ułatwiająca chodzenie*

nr katalogowy **VCBK5221**

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu)
- hamulce z możliwością blokady
- trzy bezobsługowe koła o średnicy 19 cm
- możliwość zmiany położenia kół tylnych
- regulowana wysokość
- ergonomiczne uchwyty
- torba zakupowa zamykana na rzep
- przedni kosz z tacką

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.

 **VITEA®
CARE**



Szerokość (cm)	68	Waga (kg)	5,3
Wysokość (cm)	80 - 93	Maksymalne obciążenie (kg)	120

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź,
tel. +48 42 676 32 54,
rehabilitacja@mdh.pl