

**WHEELER**

*balkonik  
ułatwiający chodzenie*

CE VITEA<sup>®</sup>  
CARE

nr katalogowy **VCBP0032**

**CECHY PRODUKTU:**

- składana, aluminiowa rama
- dodatkowe wzmocnienia
- nóżki tylne zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
- kółka przednie o średnicy 12 cm
- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

**ZASTOSOWANIE:**

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.



	<b>KXSS</b>	<b>KXY</b>
Szerokość (cm)	64	64
Wysokość (cm)	80 - 97,5	76 - 98
Waga (kg)	2,5	2,5
Maksymalne obciążenie (kg)	110	110

mdh sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104,  
94-107 Łódź,  
tel. +48 42 676 32 54,  
rehabilitacja@mdh.pl