

**ROCKY**

*podpórka  
ułatwiający chodzenie*

CE VITEA®  
CARE

nr katalogowy **VCBK23231**

**CECHY PRODUKTU:**

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu)
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- hamulce z możliwością blokady
- cztery koła o średnicy 20 cm z możliwością demontażu
- podwójna regulacja wysokości
- ergonomiczne uchwyty
- pojemnik na zakupy
- uchylna barierka oparcia
- uchwyt na kulę

**ZASTOSOWANIE:**

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.



Szerokość podpórki (cm)	62	Szerokość siedziska (cm)	35
Wysokość podpórki (cm)	78 - 93	Waga (kg)	7,3
Wysokość siedziska (cm)	51 - 57	Maksymalne obciążenie (kg)	120

mdh sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104,  
94-107 Łódź,  
tel. +48 42 676 32 54,  
rehabilitacja@mdh.pl