

ROSE

*podpórka
ułatwiający chodzenie*

 nr katalogowy **VCBK222T z koszykiem**

 VITEA[®]
CARE

CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama (łatwość transportu)
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- hamulce z możliwością blokady
- cztery pełne koła o średnicy 20 cm, przednie koła skrętne
- regulowana wysokość
- kosz na zakupy
- demontowana barierka oparcia z możliwością przełożenia gdy podpórka spełnia funkcję transportową
- możliwość rozłożenia podparcia dla nóg użytkownika

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się, przewożenie bagażu podręcznego.



| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|------|
| Szerokość podpórki (cm) | 61 | Szerokość siedziska (cm) | 35,5 |
| Wysokość podpórki (cm) | 77 - 88 | Waga (kg) | 8,2 |
| Wysokość siedziska (cm) | 64 | Maksymalne obciążenie (kg) | 120 |

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź,
tel. +48 42 676 32 54,
rehabilitacja@mdh.pl