

TRIPLA

*balkonik
ułatwiający chodzenie*

nr katalogowy **VCBP0031**

CECHY PRODUKTU:

- łączy w sobie trzy funkcje, może być używany jako kroczący, stały, bądź stały z kółkami
- składana, aluminiowa rama
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej
- wymienne stopki podporowe zakończone gumą
- dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cm
- ergonomiczne uchwyty
- wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm

ZASTOSOWANIE:

Sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pionizację, poruszanie się.

 **VITEA[®]
CARE**



Szerokość (cm)	60	Waga z kółkami (kg)	2,5
Wysokość (cm)	82 - 100	Maksymalne obciążenie (kg)	110
Waga (kg)	2,3		

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-107 Łódź,
tel. +48 42 676 32 54,
rehabilitacja@mdh.pl