

Relax²





Trwały, nowoczesnie
wyglądający
i komfortowy



Zarządzanie flotą ...

- Trwała i niezawodna konstrukcja z aluminium.
- Wspólne, wzajemnie wymienne części i akcesoria w całej rodzinie X (UniX, BasiX, RubiX, HeliX i RelaX²)

Regulowane...


Regulowana wysokość siedziska, głębokość siedziska, wysokość oparcia, poręcze o regulowanej długości oraz rozkładanie i przechylenie z nieograniczoną liczbą ustawień. Wózek RelaX² można dostosować do potrzeb użytkownika. Zapewniona szybka i łatwa ocena potrzeb, gwarantująca nieograniczony komfort.



Odchylane oparcie z nieograniczoną liczbą ustawień, zapewniające optymalne pozycjonowanie. Rozkładanie w zakresie 0° – 35°. Przechylenie siedziska w zakresie -3° – 25°.



Regulacja głębokości siedziska z nieograniczoną liczbą ustawień, umożliwiającą dopasowanie do potrzeb rozwojowych. Regulacja w zakresie 42 – 50 cm



Uchwyt do popychania z regulacją wysokości: łatwa regulacja zwiększająca komfort opiekuna. Zapewnia bardzo łatwą obsługę.

Komfortowy...

Wózek Breezy RelaX² utrzymuje prawidłową postawę i zapewnia równomierny rozkład nacisku. Wyposażenie obejmuje anatomicznie ukształtowane oparcie z dużym podparciem bocznym, zapewniające bezpieczeństwo i komfort siedzenia, nawet w przypadku osłabionej kontroli górnej części ciała. Anatomicznie ukształtowane siedzisko z małym podparciem do odwodzenia i podparciem bocznym zapewnia komfort długotrwałego siedzenia.

Podparcie do odwodzenia i podparcie boczne zapewniają utrzymanie prawidłowej pozycji nóg i zapobiega przesuwaniu się do przodu.



Przesuwany stolik z podkładkami pod łokcie (opcja).



Trzyczęściowy regulowany i demontowalny zagłówek z regulacją boczną (opcja)



Wsparcie tułowia z szerokim zakresem regulacji. Łatwy do postugiwania się (Opcja).

Konfigurowalność...

- koła pełne 24"/22"
- 16" Tylne koła (tylko z hamulcami bębnowymi)
- Hamulec bębnowy

Przesuwany stolik z podkładkami pod łokcie.

- Blokada odwodzenia
- Wsparcie tułowia z szerokim zakresem regulacji.
- Trzyczęściowy zagłówek
- Pas pozycyjny








- Podkładka pod kikut
- Podłokietnik z zestawem do rozsuwania
- Kształtowany podłokietnik



RelaX²

**TRWAŁY, NOWOCZEŚNIE
WYGLĄDAJĄCY I KOMFORTOWY**

RelaX²:



Arkuszy danych technicznych

Kolor ramy:	srebrny	Waga najcięższego elementu:	18 kg
Kolor tapicerki:	ciemnoszary	Maks. bezpieczne wzniesienie (z kółkami zabezpieczającymi):	10°
Dopuszczalny ciężar użytkownika:	130 kg	Maks. promień skrętu:	96 cm
Maks. waga:	od 34 kg		

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, możliwości dodatkowych i akcesoriów, należy zapoznać się z formularzem zamówienia. Wszystkie informacje mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ewentualnych pytań należy skonsultować się z firmą Sunrise Medical.

Osoby niedowidzące mogą obejrzeć niniejszy dokument w formacie PDF na stronie www.SunriseMedical.com. Na życzenie jest on dostępny również jako tekst pisany dużymi literami.



PB_RELAX_PL_PL_REV1

Sunrise Medical GmbH & Co. KG

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
Faks: +49 (0) 72 53 / 9 80-111

www.SunriseMedical.com