

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda.

W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

a) Pomiar użytkownika:

Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 1-2 cm).

b) Pomiar wózka:

Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

a) Pomiar użytkownika:

Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 3-6 cm). Należy uważać na regulowaną taocićkę.

b) Pomiar wózka:

Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość oparcia (WO):

a) Pomiar użytkownika:

Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 1-2 cm poniżej łopatki.

Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

b) Pomiar wózka:

Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.

Długość podudzia (LLL):





a) Pomiar użytkownika:

Z nogami zgiętymi pod kątem prostym, od dołu podkolanowego do spodu stopy.

b) Pomiar wózka:

Od przedniej części siedziska do górnej części podnóżka.

Należy pamiętać: o uwzględnieniu wysokości poduszki.



Szerokość całkowita:

Maks. wysokość
Maks. wysokość

Waga:

Minimalna waga
okkg

Wymiary złożonego wózka:

z kołami tylnymi
bez kół tylnych

24" koła tylne

Dla pochylanie kół tylnych 0°:
Dla pochylanie kół tylnych 3°:

With drum brake +2 cm

Ustawienia powyższego wózka: GS 42 cm i koła tylne 24"

Możliwe ustawienia wysokości siedziska. **WAŻNE: mierzone bez poduszki!**

Wózek std 40,5 x 40,5 cm, pochylanie kół 0°, środek ciężkości +5 cm, kąt siedziska 3°

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna wynosi +/- 1 cm


● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

							R. Nr.	Cena brutto
Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna								
HEL030146	a) Kompozyt piankowy:	Grubość	HEL030147	□ 3 cm	HEL030148	□ 5 cm	(średnio miękka)	225 zł
HEL030149	b) Lateks:	Grubość	HEL030150	□ 5 cm	HEL030151	□ 8 cm	(bardzo miękka)	225 zł
Poduszka siedziska z pokrowcem wodoodpornym / oddychającym								
HEL030152	a) Kompozyt piankowy:	Grubość	HEL030153	□ 3 cm	HEL030154	□ 5 cm	(średnio miękka)	380 zł
HEL030155	b) Lateks:	Grubość	*+*#*#>*#	□ 5 cm	HEL030157	□ 8 cm	(bardzo miękka)	380 zł
Poduszki Jay								
JAY020002	□ JAY Basic							515 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P							725 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, zakrzywiona podstawa							1 010 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, zakrzywiona podstawa							1 150 zł
JAY020004	□ JAY Lite							1 255 zł
Akcesoria siedziska								
HEL090015	□ Pas stabilizujący							210 zł
HEL030130	□ Dodatkowy pokrowiec na poduszkę	(tylko w połączeniu z: HEL030146 - HEL030157)						155 zł

OPARCIE												
Rama oparcia												
HEL040301	● Standardowa (41; 43,5; 46 cm)							STD				
HEL040302	□ Oparcie składane do połowy (41; 43,5; 46 cm)							305 zł				
HEL040303	□ Oparcie z regulacją kąta (RubiX) -5°; 0°; 5°; 10°; 15°; 20° (ustawienie standardowe 5°)							115 zł				
HEL040304	□ Oparcie z regulacją kąta -5°; 0°; 5°; 10°; 15°; 20° (ustawienie standardowe 5°)							115 zł				
wysokość: □ 35 □ 37,5 □ 40 □ 42,5 □ 45 □ 47,5 □ 50 cm												
HEC040305	□ Pochylane oparcie (siłownik gazowy)							680 zł				
HEL040037	□ Oparcie wydłużone	(nie dostępne z oparciem z regulacją kąta)						340 zł				
Rączki do prowadzenia												
HEL040039	● Standardowe rączki do prowadzenia							STD				
HEL040038	□ Zintegrowane rączki do prowadzenia z regulacją wysokości	(tylko z oparciem standardowym; standard dla oparcia z regulacją kąta (RubiX))						480 zł				
HEL040035	□ Mocowanie dla rączek do prowadzenia z regulacją wysokości	(tylko z oparciem z regulacją kąta (Helix))						STD				
HEL040036	□ Poprzeczka stabilizująca oparcia, odchylana	(stosowana wraz z zagłówkami)						270 zł				
HEL040030	□ Automatycznie składana poprzeczka stabilizująca oparcia							345 zł				
HEL040031	□ Zagłówek (wraz z poprzeczką stabilizującą)	(nie dostępne z automatycznie składaną poprzeczką stabilizującą oparcia)						765 zł				
Tapicerka oparcia												
HEL040227	● Regulowana tapicerka oparcia (4 pasy)	(nie dostępne dla oparc. Jay3)						0 zł				
HEL040228	● Regulowana tapicerka oparcia (7 pasów)	(nie dostępne dla oparc. Jay3)						STD				
HEL040111	□ Bez tapicerki oparcia							-83 zł				
Oparcia JAY Comfort												
JCL030001	□ Oparcie komfortowe (Belgia)							450 zł				
JCL030002	□ Oparcie komfortowe (Wysokość 50 cm) - Pro Skin							450 zł				
JCL030003	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 50 cm)							450 zł				
JCL030004	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 50 cm)							450 zł				
JCL030005	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), pasy velcro							1 145 zł				
JCL030006	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 57 cm), pasy velcro							1 145 zł				
JCL030007	□ Oparcie komfortowe, Stretchrubber (Wysokość 57 cm), webbed							1 145 zł				
JCL030008	□ Oparcie komfortowe, Stretchstof (Wysokość 57 cm), webbed							1 145 zł				
JCL030009	□ Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57 cm); stretchrubber							1 390 zł				
JCL030010	□ Aktywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57 cm); stretchstof							1 390 zł				
JCL030011	□ Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57 cm); Stretchrubber							1 445 zł				
JCL030012	□ Pasywne komfortowe oparcie z pasami velcro (Wysokość 57 cm); Stretchrubber							1 445 zł				
OPARCIA i akcesoria JAY – pełna oferta dostępna w formularzu zamówienia Jay												
<i>nie dostępne dla wersji XL; nie dostępne z poprzeczką stabilizującą</i>												
Oparcie Jay 3 – płytki kontur												
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:												
	MT	SC	□	JAY030010	M - 34 cm	□	JAY030033	T - 38 cm	3 325 zł			
	MT	MC	□	JAY030011	M - 34 cm	□	JAY030018	T - 38 cm	3 325 zł			
Oparcie Jay 3 – średni kontur												
Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:												
	UT	SC	□	JAY030012	S - 42 cm	□	JAY030019	M - 46 cm	□	JAY030025	T - 50 cm	3 325 zł
	UT	MC	□	JAY030013	S - 42 cm	□	JAY030020	M - 46 cm	□	JAY030026	T - 50 cm	3 325 zł
	UT	DC	□	JAY030014	S - 42 cm	□	JAY030021	M - 46 cm	□	JAY030030	T - 50 cm	3 325 zł
	UT	PDC	□	JAY030031	M - 46 cm					3 325 zł		
Oparcie Jay 3 – głęboki Kontur												
Główna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:												
	SH	SC	□	JAY030015	S - 53 cm	□	JAY030022	M - 57 cm	□	JAY030028	T - 61 cm	3 325 zł
	SH	MC	□	JAY030016	S - 53 cm	□	JAY030023	M - 57 cm	□	JAY030029	T - 61 cm	3 325 zł
	SH	DC	□	JAY030017	S - 53 cm	□	JAY030024	M - 57 cm	□	JAY030030	T - 61 cm	3 325 zł
	SH	PDC	□	JAY030032	S - 53 cm					3 325 zł		
Akcesoria do oparc. JAY												
WHT030416	□ Zagłówek standardowy AXYS							1 565 zł				
WHT030415	□ Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciami Jay 3)						1 175 zł				
JAY030005	□ Odchylane peloty Jay 3 (para) H 10 x 12 J3LAT1012SALH & RH	(tylko z oparciami Jay 3)						790 zł				
JCL040001	□ Jay Comfort: standardowy zagłówek komfortowy	(tylko z oparciami Jay Comfort)						670 zł				
JCL040002	□ Jay Comfort: elastyczny zagłówek komfortowy	(tylko z oparciami Jay Comfort)						670 zł				




4034




PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE								
Podłokietniki								
<i>(proszę wybrać tylko jedną opcję, podłokietniki lub osłony boczne)</i>								
HEL060100	● Standardowe podłokietniki 32 cm	<i>(przesuwana podkładka, nie dostępne przy głęb. siedziska 51 cm)</i>						STD
HEL060101	□ Podłokietniki o regulowanej wysokości 32 cm	<i>(przesuwana podkładka, nie dostępne przy głęb. siedziska 51 cm)</i>						350 zł
HEL060102	□ Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości	<i>(typ RubiX, rekomendowany dla głęb. siedziska 51 cm)</i>						350 zł
Poduszka podłokietnika 32 cm <i>(poduszka przesuwana)</i>								
Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości <i>(typu Q2)</i>								
HEL060107	□ Poduszka 25cm (dług. pod stołek)	HEL060108	□ Poduszka 36cm (dług. całkowita)					600 zł
HEL060103	□ Podkładka Hemi typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony)	<i>(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)</i>						840 zł
HEL060104	□ Podkładka Hemi typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony)	<i>(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)</i>						1 680 zł
HEL060105	□ Podkładka Hemi duża typu RelaX2 1 sztuka (odpowiednie dla prawej i lewej strony)	<i>(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)</i>						840 zł
HEL060106	□ Podkładka Hemi duża typu RelaX2 2 sztuki (odpowiednie dla prawej i lewej strony)	<i>(tylko przy podłokietniku z reg. wysokości)</i>						1 680 zł
Osłony boczne								
HEL060109	○ Kompozytowe typu Quickie							
HEL060110	Aluminiowe z błotnikiem	□ czerwony połyskujący	□ srebrny połyskujący	□ czarny połyskujący				610 zł
HEL060111	Aluminiowe bez błotnika	□ czerwony połyskujący	□ srebrny połyskujący	□ czarny połyskujący				345 zł
Opcje dodatkowe								
HEL090006	□ Nasuwany stołek							655 zł
	Odchylany stołek	HEL090007	□ lewy lub	□ prawy	HEL090008			900 zł
odwiedz naszą stronę internetową www.sunrise-medical.pl								
© Sunrise Medical 2021 3/6								


Środek ciężkości(COG)




+ 2,5 cm




+ 5 cm
Standard Setting




+ 7,5 cm



0 cm



- 2,5 cm



- 5 cm

● = Standard

○ = Opcja bezpłatna

□ = Opcja płatna

R. Nr.

Cena brutto

UCHWYTY I PLATFORMY PODNÓŻKÓW

HEL050107	● Uchwyty podnóżków 70°			STD	
HEL050108	□ Uchwyty podnóżków 80°		(nie dostępne w niebieskim kolorze)	205 zł	
Platformy podnóżków					
HEL050111	● Platformy z regulacją kąta		(kompozytowe) (para)	STD	
HEL050100	□ Platforma pojedyncza szeroka, aluminiowa, czarna (z regulacją kąta)			325 zł	
	Unoszonej podnóżek (ELR)	HEL050109	□ lewy	HEL050110	□ prawy
HEL050101	□ para			985 zł	
HEL090019	□ Komfortowe podkładki pod łydki dla unoszonych podnóżków (para)		(od SS 48)	230 zł	
	Podpórka dla amputantów	HEL050104	□ lewa	HEL050105	□ prawa
HEL050106	□ para			350 zł	
				700 zł	

RAMA

HEL010101	● Rama standardowa (do odchylanych podnóżków)				
HEL010102	○ skrócona zgodnie z głębokością siedziska		(brak możliwości regulacji głębokości siedziska)	0 zł	
HEL010103	○ wydłużona			0 zł	
HEL090040	□ Taxi brackets Holland			400 zł	
HEL010104	□ Rama Hemi - zaczep rozsuwany		(nie dostępna z wersją XL)	680 zł	

Akcesoria ramy

HEL090000	□ Uchwyt na kule				
HEL090002	□ lewy lub HEL090003	□ prawy		110 zł	
HEL090036	□ Kółka do transportu w wąskich przejściach			740 zł	
	Rurka do przechylania wózka dla asystenta		(nie dostępne w przypadku kół antywrotnych po obydwu stronach)		
HEL090037	□ lewa			55 zł	
HEL090038	□ prawa			55 zł	
HEL090011	□ Kółka antywrotne odchylane, prawe			375 zł	
HEL090012	□ Kółka antywrotne odchylane, lewe			375 zł	
	□ Kółka antywrotne, standardowe				
HEL090013	□ lewe lub HEL090014	□ prawe		110 zł	
HEL090016	□ para			220 zł	

KOŁA PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

HEL080109	● Pełne			STD	
HEL080110	○ Pełne, szerokie (50mm)		(dostępne tylko dla kółek 8" i długiego szerokiego widełca)	0 zł	
HEL080111	○ Pełne, miękkie		(tylko dla kół przednich 6")	0 zł	
HEL080112	○ Pneumatyczne			0 zł	

KOŁA TYLNE (z szybkozłączkami)

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie; należy wybrać tylko jeden typ kół)

HEL080302	○ Koła szprychowe		(tylko 24")	0 zł	
HEL080303	□ Koła szprychowe (polerowana piaśta) typu Design		(tylko koła 22" / 24")	500 zł	
HEL080305	○ Koła do hamulcy bębnowych		(nie dostępne z ciągami ze stali nierdzewnej)	0 zł	
HEL080306	□ Uniwersalne koła ze szprychami krzyżowymi		(tylko 22" / 26"; tylko koła pneumatyczne)	150 zł	
	24" napęd jednoręczny		(zaczep osi typu RubiX)		
HEL080309	□ prawy HEL080308	□ lewy		1 620 zł	
HEL080311	○ Bez kół tylnych			0 zł	
HEL080310	○ Przesunięcie koła tylnego (2,5 cm za tylną rurkę)			0 zł	

OPONY

(prosimy wybrać tylko jeden typ opon)

HEL080312	● Pneumatyczne			STD	
HEL080313	○ Right Run (wysokociśnieniowe)		(w połączeniu z kołami typu Design / uniwersalnymi)	105 zł	
HEL080314	○ Pełne		(nie dostępne z kołami tylnymi 26")	105 zł	

CIĄGI

HEL080315	● Aluminiowe, srebrne, anodyzowane			STD	
HEL080316	□ Super Grip		(tylko z kołami modelowymi typu Design)	690 zł	
HEL080317	□ Stal nierdzewna			130 zł	
HEL080319	□ Oslona na ciągi		(dostępne tylko dla kół 22" lub 24")	365 zł	
HEL080320	□ Maxgrepp			1 050 zł	
HEL080321	○ Bez ciągów			0 zł	

POCHYLENIE KOŁ

(prosimy wybrać tylko jedną opcję)

HEL080015	● 0°			STD	
HEL080016	○ 3			0 zł	

Oslony szprych

HEL090001	□ Przezroczysta		(dostępne tylko z kołami 22", 24" i 26")	385 zł	
HEL090032	□ Rotation	HEL090033	□ Graphic	HEL090031	□ Bibbo (dostępne tylko z kołami 22" i 24")
HEL090030	□ Fantasy	HEL090035	□ Galactica	HEL090034	□ Ser (dostępne tylko z kołami 22" i 24")

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

		R. Nr.	Cena brutto	
HAMULCE (choose only one option)				
HEL070800	● Dźwignia blokady hamulca na wysokości kolan		STD	
HEL070801	□ Przedłużka dźwigni hamulca		89 zł	
HEL070802	□ Hamulce bębnowe		570 zł	
Hamulce blokowane jedną ręką				
HEL070803	□ prawą □ HEL070804 lewą		545 zł	
AKCESORIA				
HEL090005	○ Zestaw narzędzi		0 zł	
HEL090017	□ Caddy (podpórka pod torbę)		330 zł	
HEL090009	□ Czarny plecak na akcesoria		220 zł	
HEL090010	□ Pompka		49 zł	
KOLORY				
Rama / podnóżki (płyta osi zawsze w kolorze ramy)				
HEL030001	○ RubiX niebieski		0 zł	
HEL030002	○ Czerwony połyskujący		0 zł	
HEL030003	○ Srebrny połyskujący		0 zł	
HEL030004	○ Czarny (Ral 9005)		0 zł	
UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH:				
HeliX² - Cena podstawowa brutto			3 150 zł	
Cena opcji brutto			zł	
Koszt pakowania i transportu				
B4M				
Cena całkowita brutto			zł	
Sunrise Medical Poland Sp. z o.o. ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź Tel. 42 275 83 38 Fax. 42 209 35 23			E-mail: pl@sunrisemedical.de	
			W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.sunrise-medical.pl © Sunrise Medical 2021 6/6	